



Estabilidade Sevoness – Vaporizador.

Prezado cliente,

A Baxter informa que o Sevoness tem estudo de estabilidade para os seguintes vaporizadores:

Blease Datum L
Drager Diva
Drager Vapor 2000
Drager Vapor 3000
GE Aladin II
GE Tec 5
GE Tec 7
GE Tec 850
HB Hospitalar
Maquet Flow-I
Mindray V60
Penlon Sigma Delta
Penlon Sigma Delta Plus

O estudo de estabilidade do produto Sevoness nos vaporizadores acima mencionados, contemplou um período de 13 semanas em condições estáticas a 25°C, obtendo-se resultados satisfatórios para o teste de degradação.

Reforçamos que tais estudos devem ser utilizados somente mediante situações pontuais e sob avaliação da Garantia da Qualidade da Baxter, e que o produto deve ser utilizado e conservado conforme instruções em Bula.

A Baxter coloca à sua disposição as equipes técnicas e comerciais para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Baxter Hospitalar