

Nome do produto: Cateter Venoso Central Vygon em Poliuretano

Referências: 1203.122; 1212.04; 1212.08; 1212.20; 1231.122; 155.167; 155.207
157.114; 157.154; 157.204; 155.170; 155.270; 157.207; 157.270; 157.167;
157.515

1. Informações administrativas:

Importador: CEI - Comércio Exportação Importação de Materiais Médicos Ltda.
Fabricante: Vygon GmbH and Co. KG
Origem: Alemanha

2. Informações sobre o produto:

Nome comercial: Cateter Venoso Central Vygon em Poliuretano
Registro MS: 10234400069
Quantidade p/ caixa: Unitário.
Empilham. máximo: -
Validade: 5 anos a partir da data de esterilização.

3. Descrição: O produto consta de um tubo flexível de poliuretano, de uma ou mais vias, com base para fixação, extremidade distal de conexão universal, destinada a prover acesso venoso central.

4. Indicação: Os cateteres de uma ou mais vias são aplicados em diversas especialidades e procedimentos:

Intervenções cirúrgicas:

- Cirurgias cardíacas
- Cirurgias abdominais
- Enfermidades cardiovasculares
- Traumatismos cranianos e cardiovasculares
- Politraumatismos

Controle e Terapia:


- Em casos de pacientes com má circulação.
- Em casos de pacientes com insuficiência cardíaca
- Insuficiência de múltiplos órgãos
- Administração de drogas e soluções parenterais incluindo nutrição

Em medicina interna:

- Oncologia
- Hematologia
- Queimaduras
- Anestesia
- Urgências

Aconselha-se o uso de cateteres multilúmen quando se deseja evitar que soluções incompatíveis sejam misturadas no mesmo lúmen de um dispositivo de infusão.

5. Imagem



6. Especificações técnicas

Referência	Cateter					Vol. morto	Vias	Introdutor
	Ext. mm	Fr.	G	Compr. (Cm)	Fluxo (ml/min)			
1212.04	0,7	2	22	4	17	0,15	1	Comum
1212.08	0,7	2	22	8	12	0,17	1	Comum
1212.20	0,7	2	22	20	4,4	0,20	1	Comum
157.114	1,05	3	22 / 22	10	3,1 / 3,1	0,07 / 0,09	2	Comum
157.154	1,05	3	22 / 22	15	2,3 / 2,3	0,11 / 0,10	2	Comum
157.204	1,05	3	22 / 22	20	1,8 / 1,8	0,15 / 0,13	2	Comum
155.167	2,7	7,5	14 / 18 / 18	16	63 / 34 / 36	0,38 / 0,33 / 0,38	3	Comum
155.207	2,7	7,5	14 / 18 / 18	20	60 / 30 / 36	0,45 / 0,33 / 0,36	3	Comum
1203.122	1,5	4,5	20 / 20	12,5	15 / 18	0,25 / 0,25	2	Comum
1231.122	1,5	4,5	20 / 23 / 23	12,5	10 / 3 / 4	0,18 / 0,16 / 0,16	3	Comum
155.170	2,7	7,5	14 / 18 / 18	16	63 / 34 / 36	0,38 / 0,33 / 0,38	3	Destacável
155.270	2,7	7,5	14 / 18 / 18	20	60 / 30 / 30	0,45 / 0,34 / 0,45	3	Destacável
157.515	1,8	5,5	17 / 17	15	39 / 57	0,38 / 0,42	2	Comum
157.167	2,5	7,5	16 / 18	16	50 / 52	0,56 / 0,56	2	Comum
157.207	2,5	7,5	16 / 18	20	47 / 42	0,39 / 0,40	2	Comum
157.270	2,5	7,5	16 / 18	20	47 / 42	0,39 / 0,40	2	Destacável

7. Método de esterilização:

Óxido de etileno

8. Condições de conservação e estocagem:

Transportar em caixa de papelão resistente, devidamente identificada, em meio limpo, seco, fresco, ao abrigo da luz solar.
Armazenar em local limpo, seco, fresco, ao abrigo da luz solar.

9. Acessórios:

-

10. Informações adicionais:

Padrões internacionais: ISO 13485