

#Farmácia

SITZMARS

Capsula Marcadora Radiopaque O´Ring - Ref. 8100

SOBRE O PRODUTO

DESCRIÇÃO

Produto médico hospitalar inovador formado por uma cápsula de gelatina que contém em seu interior 24 anéis radiopacos constituídos por uma resina de cloreto de polivinila (DEHP) sem ação farmacológica ou terapêutica.



COMPOSIÇÃO

- Resina de cloreto de polivinila impregnada com 33% de sulfato de bário e estabilizantes.
- Os anéis são moldados no formato sem divisão (O´Ring)
- A cápsula de gelatina vegetal que contém os anéis é constituída por hipromelose (100%).

ARMAZENAMENTO

Armazenar em temperatura ambiente entre 2°C e 30°C em sua embalagem original, em local limpo e seco, umidade relativa entre 70 – 80%.

#Farmácia

SITZMARS

Capsula Marcadora Radiopaque O´Ring - Ref. 8100

INSTRUÇÕES DE USO

DIA 1

Orientar o paciente para ingerir uma cápsula de SITZMARKS via oral com um copo de água

Orientar o paciente para não utilizar laxantes, enemas ou supositórios durante 5 dias. Os medicamentos de uso contínuo devem ser ingeridos

DIA 5

Realizar um raio-X abdominal plano para determinar a localização e extensão da eliminação dos marcadores radiopacos.

Pacientes que eliminam pelo menos 80% (19 ou mais) dos marcadores, apresentam trânsito colônico normal. Paciente que retém 6 ou mais marcadores devem ser acompanhados com raio-X abdominal durante vários dias.

Para os pacientes cujos marcadores se acumulam na área retosigmoidal ou quando os marcadores são retidos de modo difuso, continuar com a Etapa 2.

ETAPA 2

Se acima de 20% (5-6 marcadores) ainda estão retidos no dia 5

- Prescrever ao paciente um agente formador de bolo intestinal;
- Estimular ingestão de líquidos

Orientar a ingestão de outro SITZMARKS e repetir o exame por raio-X em cinco dias para determinar a localização e extensão da eliminação dos marcadores.

#Farmácia

SITZMARS

Capsula Marcadora Radiopaque O´Ring - Ref. 8100

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS



TRÂNSITO COLÔNICO NORMAL

Se 5 ou menos marcadores permanecem



HIPOMOTILIDADE OU INÉRCIA COLÔNICA.

Se a maioria dos anéis estão distribuídos no cólon.



OBSTRUÇÃO DE SAÍDA FUNCIONAL

Se a maioria dos anéis estão distribuídos na área retossigmóide.