

São Paulo, 17 de junho de 2025

**RESPOSTA AO CLIENTE**

Em atendimento à dúvida recebida via e-mail pela Baxter Hospitalar Ltda., A garantia da Qualidade encaminha os esclarecimentos a seguir:

- I. Quanto volume adicional / volume máximo de inserção pode ser adicionado às bolsas do produto Viaflex durante uma infusão de medicamentos?

A Baxter Hospitalar informa que de acordo com os dados para produtos dos EUA baseados ao volume máximo de aditivo do recipiente após a mistura, informamos que para 1L o volume máximo é 128mL. A tabela abaixo está contemplando o volume máximo de aditivo para 50mL, 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL.

Tabela 1 – Volume máximo bolsas Viaflex

| Volume rotulado do recipiente (mL) | Faixa de volume de enchimento (mL) | Aditivo máximo Volume (mL) |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 50                                 | 53-63                              | 71                         |
| 100                                | 105-115                            | 61                         |
| 250                                | 265-285                            | 66                         |
| 500                                | 530-565                            | 76                         |
| 1000                               | 1030-1070                          | 128                        |

Colocamos à sua disposição nossa equipe técnica e comercial para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Garantia da Qualidade

**Signature:** *Thaís Rossitti Abon Assef*  
Electronically signed by: Thaís  
Rossitti Abon Assef  
Reason: I have reviewed this document  
Date: Jun 17, 2025 09:57 ADT  
**Email:** thaís\_assef@baxter.com

Thaís Rossitti Abon Assef

Analista Sênior da Qualidade / Vigilância Pós-Mercado

Brasil\_SHS\_Reclamacoes@baxter.com